




нов стандарт в диагностиката на

РЕСПИРАТОРНИ ПАТОГЕНИ

точност без компромис

2026 г.

RIDACOM

Уважаеми Партньори и Приятели,

Ние отново сме тук, за да Ви предложим най-подходящите, иновативни и надеждни диагностични решения, свързани с предстоящия сезон на респираторните заболявания!

Всички знаем какво се случва през есента и зимата. Вируси, бактерии, промяна на климата – тялото ни трябва да се пребори с различни патогени и да се адаптира в променящите се околни условия. Това понякога никак не е лесна задача и е възможно имунната ни система да се окаже недостатъчно силна.

Тук ние идваме на помощ.

В тези моменти бързата и точна диагностика е от изключително голямо значение за контрола и ограничението на инфекциите, както и при избора на подходящия метод за справяне с тях.

В сезона на разпространение на респираторните инфекции е важно да разполагаме със средства за детекция и разграничаване на най-често циркулиращите причинители на респираторни инфекции.

Прогнозите на експертите са случаите на остри респираторни инфекции да достигнат своя пик през януари и февруари 2026.

Този каталог обединява пълни продуктови решения за висококачествена диагностика на респираторни причинители.

Всеки един диагностичен тест, който ще откриете тук е с гарантиран произход, най-високо качество и CE-IVD сертифициран.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Пробовземане

- Транспортни среди и тампони

2. Бързи тестове:

- Mono
- 2in1
- 3in1
- 4in1
- 5in1
- 6in1
- 8in1
- 9in1
- 13in1
- Bordetella pertussis
- CRP & MxA Combo

3. Real-Time PCR китове


4. ELISA китове

5. Лабораторна апаратура


ПРОБОВЗЕМАНЕ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО ПРОБОВЗЕМАНЕ


ПРЕПОРЪЧАНО ОТ **CDC**, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ **RIDACOM**




1 Поставете стерилния тампон в ноздрата на изследвания пациент, достигайки задната повърхност на назофаринкса.




2 Натрийте задната повърхност на назофаринкса.




3 Извадете тампона от носната кухина, като извършвате въртливо движение.




1 Поставете стерилния тампон в гърлото на изследвания пациент.




2 Натрийте задната повърхност на фаринкса, сливиците и около тях 3 пъти.




3 Извадете тампона, като внимавате да не докосвате езика и зъбите с него.



1 Поставете стерилния тампон в ноздрата на изследвания пациент на максимум 2,5см.



2 Завъртете няколко пъти по мукозната мембрана. Вземете проба и от двете ноздри.



3 Извадете тампона от носната кухина.

ТАМПОНИ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ

- Назални/ назофарингеални/ педиатрични или орофарингеални
- Подходящи за вируси и бактерии, някои от които:
 - Аденовирус
 - CMV
 - HSV
 - Грип
 - Параинфлуенца
 - RSV
 - VZV
 - SARS-CoV-2
 - hMPV
 - Rhnv
 - Хламидия (*Chlamydia pneumoniae* и *Chlamydia trachomatis*)
 - *Mycoplasma hominis*
 - *Ureaplasma urealyticum*
 - Strep A
 - и други
- Стерилизирани с гама лъчи или етилен оксид
- Непирогенни, нетотоксични
- От синтетични материали
- Разнообразие от накрайници:
 - Флокирани
 - Dacron накрайници
 - От полиуретанова пяна
 - Rayon накрайници
- Подходящи за всички приложения, включително PCR



ТЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДИ

- Съвместими с автоматизирани системи и с основните молекулярни тестове
- Позволяват множество тестове от една проба
- Стабилни при стайна температура до максимална продължителност от 18 месеца
- Разнообразие от среди, подходящи за микробиология, вирусология и молекулярна биология
- С флокирани тампони за оптимална абсорбция и освобождаване на материала, със стандартен и тънък край, подходящи за назофарингеални и педиатрични проби

UTM VIRUS 1 ML

Тампони с 1 mL универсална течна транспортна среда за Вируси, Хламидия, Микоплазма и Уреаплазма, поставени в епруетка с червена завинтваща се капачка и предварително етикетиран за правилна идентификация на пробата.



Liquid AMIES 2 ML


Тампони с 2 mL течна транспортна среда, подходящи за микробиология, вирусология, молекулярна биология и други, включително за съхранение и транспортиране на аеробни, анаеробни и взискателни бактерии до 48 часа при стайна температура или в хладилник. Те могат да се използват също и за вируси, микобактерии и гъбички. Епруетките са снабдени с розова завинтваща капачка и предварително етикетиран за правилна идентификация на пробата.



БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

InTec Products, Inc. - AQ + COVID 19 Rapid test

COVID-19




[за повече информация](#)



NADAL COVID-19 Antigen Rapid Test - Nal Von Minden

COVID-19




[за повече информация](#)




Osom Strep A

Streptococcus Група А




[за повече информация](#)




Rapid test FLU A/FLU B

FLU A

FLU B



[за повече информация](#)




БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

Capilia™ Flu Neo

FLU A

FLU B




[за повече информация](#)

V3 Combo Test

SARS-CoV-2

FLU A

FLU B



[за повече информация](#)



V4 Combo Test

SARS-CoV-2

FLU A

FLU B

RSV



[за повече информация](#)


BM4 Combo Test

S. aureus

L. pneumophila

M. pneumoniae

S. pneumoniae



[за повече информация](#)


БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

BM5 Combo Test


S. aureus | *L. pneumophila* | *K. pneumoniae*

M. pneumoniae

S. pneumoniae



[за повече информация](#)




V6 Combo Test

SARS-CoV-2 | ADV | hMPV


FLU A

FLU B

RSV




[за повече информация](#)




Beright Antigen Combo Test

SARS-CoV-2 | FLU A | FLU B

M. pneumoniae | RSV | ADV




[за повече информация](#)




V8 Combo Test

hMPV | PIV | FLU A | FLU B

SARS-CoV-2 | RSV | RhV | ADV




[за повече информация](#)




БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

Nine Respiratory Pathogens Antigen Rapid Test

PIV 1/3	PIV 2	CP	M.P	ADV
SARS-CoV-2	FLU A	FLU B	RSV	




[за повече информация](#)




NEW!

VM9 Combo Test

PIV	hMPV	RhV	<i>M. pneumoniae</i>	
SARS-CoV-2	FLU A	FLU B	RSV	ADV




[за повече информация](#)




VBM9 Combo Test

S. aureus	L. pneumophila	K. pneumoniae	FLU A	FLU B
SARS-CoV-2	RSV	S. pneumoniae	M. pneumoniae	




[за повече информация](#)




VBM13 Combo Test

SARS-CoV-2	FLU A	FLU B	L. pneumophila	
hMPV	RhV	S. aureus	RSV	K. pneumoniae
S. pneumoniae		M. pneumoniae		ADV PIV



[за повече информация](#)




NEW!

НОВИ БЪРЗИ ТЕСТОВЕ

Beright Bordetella pertussis Antigen Rapid Test

Bordetella pertussis



за повече информация



NEW!

CRP & MxA Combo Rapid Test

CRP MxA



за повече информация




NEW!

MONO БЪРЗИ ТЕСТОВЕ




InTec Products, Inc. - AQ + COVID 19 Rapid Test

- Следващо поколение „point-of-care“ имунохроматографски тест-касета, използваща технологията **SILICORE™** за подобряване на сигнала
- Надеждна детекция на всички известни варианти на SARS-CoV-2
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати до 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- **Категория A.1** в списъка на ЕС за COVID-19 антигенни бързи тестове
- **До 25 пъти по-висока аналитична чувствителност в сравнение с водещи марки бързи тестове**
- Тестът е част от проучвания и оценки на клинични центрове в Европа и APAC
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка




NADAL COVID-19 Antigen Rapid Test - Nal Von Minden

- Имунохроматографски тест със страничен поток за качествено откриване на вирусни нуклеопротеинови антигени на SARS-CoV-2
- Надеждна детекция на всички известни варианти на SARS-CoV-2
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални и орофариенгални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати до 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- **Категория A.1** в списъка на ЕС за COVID-19 антигенни бързи тестове
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка




Osom Strep A, бърз тест за детекция на антигени от Streptococcus Група A

- Бърз имунохроматографски тест за качествена детекция на Streptococci Група A
- Тест лента със заешки антитела, отложени върху нитроцелулозна мембрана
- Двухцветно отчитане на резултатите
- В комплекта са включени всички тестови компоненти
- Пробовземане: гърлен секрет
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати до 5 минути
- Включена положителна и отрицателна контрола
- Съхранение при стайна температура
- Предназначен за професионална употреба
- 2 години срок на годност
- 50 броя в опаковка




Beright Bordetella pertussis Antigen Rapid Test

- Качествена детекция на *Bordetella pertussis* – причинителя на коклюш
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назофарингеални
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 20 броя в опаковка




Rapid Test FLU A/B

- Качествен имунохроматографски тест със страничен поток, предназначен да открива наличието или отсъствието на антигени на грипния вирус
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане - назална или назофарингеална проба
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати до 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 20 броя в опаковка



Capilia™ Flu Neo Бърз тест за грип - инфлуенца вирус A/B антигени


- Бърз имунохроматографски тест-касета с използване на моноклонално антитяло, което разпознава антигените на вируса на грип
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назален аспират, назална проба от тампон, назален секрет или фарингеална проба
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 3-5 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- Създаден чрез най-новата нанотехнология "Platinum-Gold Colloid"
- Включва буфер за екстракция, който е съвместим с тестовете от серия Capilia 1 (Flu, Adeno, hMPV, RSV)
- 2 години срок на годност
- 10 броя в опаковка



CRP & MxA Combo Rapid Test

- Качествена детекция на С-реактивен протеин (CRP) и Муховирус Resistance Protein A (MxA)
- В комплекта са включени всички тестови компоненти
- Пробовземане: цяла кръв
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба
- Подпомага разграничаването между вирусни и бактериални инфекции
- Намалява риска от ненужна употреба на антибиотици
- 20 броя в опаковка



3B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



V3 Combo Test - Fluorecare



- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременно качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Грипен вирус А (Influenza A) и/или Грипен вирус В (Influenza B)
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални тампони, орофарингеални или назофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- **Категория A.1** в списъка на ЕС за COVID-19 антигенни бързи тестове
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка

4B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ




V4 Combo Test - Fluorecare

- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременно качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B) и/или RSV
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- **Категория A.1** в списъка на ЕС за COVID-19 антигенни бързи тестове
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка



BM4 Combo Test - Fluorecare



- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременно качествена детекция и разграничаване на антигени на *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *L. pneumophila* и/или *M. pneumoniae*
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: орофарингеални, назофарингеални или назални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка



BM5 Combo Test - Fluorecare


- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременна качествена детекция и разграничаване на антигени на *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*, *L. pneumophila* и/или *M. pneumoniae*
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: орофарингеални, назофарингеални или назални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка

БВ1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



V6 Combo Test - Fluorecare



- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременно качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B), RSV, Adenovirus и/или hMPV
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка



Beright Antigen Combo Rapid Test

- Комбиниран бърз хроматографски имуноанализ за качествено откриване на SARS-Co-2, Influenza A+B, RSV, Adenovirus и/или *M. pneumoniae* антигени
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назофарингеален тампон
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 15 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 20 броя в опаковка



8B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



V8 Combo Test - Fluorecare



- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременно качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Rhinovirus, Парагрипен вирус (PIV), Грипен вирус A (Influenza A), Грипен вирус B (Influenza B), Adenovirus, RSV и/или hMPV
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка

9B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



Nine Respiratory Pathogens Antigens Rapid Test


- Имунохроматографски тест, съчетан с латексови микросфери
- Едновременна качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B), RSV, Adenovirus (ADV), *M. pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, Parainfluenza virus 1/3 (PIV1/3) и/или Parainfluenza virus 2 (PIV2)
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 10 минути
- Съхранение на стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 20 броя в опаковка



VM9 Combo Test - Fluorecare

- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременна качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Rhinovirus, Парагрипен вирус (PIV), Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B), Adenovirus, RSV, hMPV и/или *M. pneumoniae*
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка


9B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



VBM9 Combo Test - Fluorecare

- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременна качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B), RSV, *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*, *L. pneumophila* и/или *M. pneumoniae*
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 25 броя в опаковка

13B1 БЪРЗИ ТЕСТОВЕ



VBM13 Combo Test - Fluorecare

- Имунохроматографски тест с колоидно злато
- Едновременна качествена детекция и разграничаване на антигени на SARS-CoV-2, Rhinovirus, Парагрипен вирус (PIV), Грипен вирус А (Influenza A), Грипен вирус В (Influenza B), Adenovirus, RSV, hMPV, *S. pneumoniae*, *S. aureus*, *K. pneumoniae*, *L. pneumophila* и/или *M. pneumoniae*
- В комплекта са включени всички тестови компоненти - включително стерилни тампони и индивидуални буфери
- Пробовземане: назални, назофарингеални или орофарингеални проби
- Високи чувствителност и специфичност
- Бързи и надеждни резултати за 12 минути
- Съхранение при стайна температура
- Лесен за употреба - само в 3 бързи стъпки
- 2 години срок на годност
- 10 броя в опаковка

REAL-TIME PCR китове

Мултиплексни панели за детекция и диференциация на повече от 15 респираторни причинителя на инфекции

- ✓ **Готови и лесни за използване лиофилизирани китове**
- ✓ **Рехидратирай и добави РНК/ДНК**
- ✓ **Срок на годност: 2 години**
- ✓ **Опаковка от 12 или 24 теста**

Патогени	RP01	RP02	RP03	RP04	RP05	RP06
Adenovirus, Metapneumovirus & Bocavirus	●	●	●	●	●	●
C. pneumoniae, M. pneumoniae & L. pneumophila		●	●			
Coronavirus (229, NL63, OC43 & HKU1)	●	●	●	●	●	●
SARS-CoV-2 (ORF1ab & N genes)						●
Flu A + Flu B		●		●		
Flu A, Flu B & RSV	●		●		●	●
Flu Typing I (H1N1 & H3N2)						●
Flu Typing II (H1N1, H5N1, H3N2 & H7N9)		●				
H. influenzae, S. pneumoniae & M. catarrhalis			●		●	
Influenza H1N1				●		
MERS Coronavirus (2 wells)	● ●					
Parainfluenza (1, 3 & 2, 4) (2 wells)	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Rhinovirus + Enterovirus	●		●	●	●	●
RSV A + B		●		●		
Legionella pneumophila					●	

Едновременна детекция на множество таргетни причинители в един PCR стрип



АКТУАЛНО

диагностика на hMPV

VIASURE

Human Metapneumovirus
Real Time PCR Detection Kit


VIASURE

Adenovirus, Metapneumovirus & Bocavirus
Real Time PCR Detection Kit

REAL-TIME PCR КИТОВЕ

AVRI - Acute Viral Respiratory Infections

Мултиплексен панел за едновременно детекция и диференциация на **SARS-CoV-2** и още 15 най-често срещаните респираторни вируса



Готови за работа преаликвотирани реагенти



Бърза и точна диференциална диагноза

Детектирани респираторни вируси

SARS-CoV-2	Influenza A	Influenza B	RSV
Parainfluenza 1	Parainfluenza 2	Parainfluenza 3	Parainfluenza 4
Metapneumovirus	Coronavirus OC43	Coronavirus 229E	Coronavirus NL63
Coronavirus HKU1	Adenovirus	Rhinovirus	Bocavirus

REAL-TIME PCR китове

Разширен панел за 27 респираторни патогена



Готови за работа преаликвотирани реагенти



Бърза и точна диференциална диагноза

Детектирани респираторни патогени

Viruses:

- Coronaviruses: SARS-CoV-2, HKU1, NL63, OC43, 229E
- Influenza: A, B, A-H1, A-H1pdm09 (H1N1), A-H3
- RSV A+B
- Parainfluenza 1/2/3/4
- Adenovirus
- Rhinovirus
- Bocavirus 1/2/3/4

Bacteria:

- *Chlamydomphila pneumoniae*
- *Legionella pneumophila*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Bordetella pertussis*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Haemophilus influenzae* (HI)
- *Moraxella catarrhalis*

Multiplex qPCR Kits



Бърза и точна диференциална диагноза в 1 епруветка

Flu A, Flu B & SARS-CoV-2

SARS-CoV-2, Flu A/B & RSV

C. pneumoniae, M. pneumoniae & L. pneumophila

(Flu A, Flu B & RSV) + (H1N1, H5N1, H3N2 & H7N9)

Bordetella (B. pertussis, B. parapertussis & B. holmesii)

H. influenzae, S. pneumoniae & M. catarrhalis

ELISA китове



SERION ELISA classic

- Имуноанализ, подходящ за определяне на антитела в областта на инфекциозната серология
- Китове за разпознаване на: SARS-CoV-2/ Influenza A/B/ ADV/ RSV/ Chlamydia pneumonie/ Mycoplasma pneumonie
- Висока диагностична ефективност чрез използването на внимателно подбрани антигени
- Лесно боравене благодарение на стандартизирани тестови процедури
- Гъвкава комбинация от всички класически имуноанализи на SERION ELISA в един тест
- Лесно автоматизиран със SERION Immunomat и подобни инструменти
- Бърза и количествена оценка с избрани софтуерни инструменти
- Външни положителни контроли на SERION ELISA съгласно съвременните насоки за управление на качеството

АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ

Eppendorf



- Обем: от 0,01µl до 10 000µl
- Фиксирани и вариабълни
- Едно- и многоканални пипети
- Ергономичен и удобен дизайн
- Стативи с 3, 5, 6 гнезда

IKA PETTE



AHN myPette® Pro



ЛАМИНАРНИ БОКСОВЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА И ЗАЩИТА

PCR Cabinet

- PCR бокс
- Флуоресцентна светлина
- 100% UV-безопасно
- Цифров таймер
- Вътрешен сгъваем рафт от стъкло
- Удобно предпазно фронтално стъкло на 3 нива
- Работна повърхност от химически устойчив полиетилен



Microbiology Safety Cabinet

- Ламинарен Бокс Клас 2
- HEPA филтър с ефикасност 99.999% за частици $\geq 0,3 \mu m$
- UV лампа
- Автоматично движение на предното стъкло
- Микропроцесорен контрол с дигитален сензорен дисплей за следене на параметрите
- Работен плот от неръждаема стомана
- Автоматична компенсация на скоростта на въздушния поток за повишаване устойчивостта на филтъра
- Размери: 90см / 120см
- CE-IVD сертифициран



REAL-TIME PCR системи



DT Prime Real-Time Cycler

- 96-ямков блок
- 4/5-канална флуоресцентна система
- 3.5°C/sec - нагряване и 2.5°C/sec – охлаждане
- Отворена система, лесен и интуитивен софтуер за анализ
- CE-IVD

ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА

CarrRondo Микроцентрифуга

- Скорост: 2000-6000 RPM
- Капацитет: 8 x 1.5/2.0mL
- Отделен ротор за 2 x PCR стрипове
- Лесен и удобен интерфейс



CarrRondo Високоскоростна центрофуга

- Скорост: 500 - 15.000 RPM
- Капацитет: 12 x 1.5ml / 2.0ml
- Памет: до 99 програми
- Лесен и удобен интерфейс
- Налични адаптори и аксесоари



CarrRondo Вортекс

- Скорост: 0 - 4 500 RPM
- Орбитално движение: 4-5mm
- Диаметър на епруветката: max 30mm
- Задвижване при докосване
- Възможност за регулиране на скоростта



myBlock™ Mini Dry Bath Термоблок

- Капацитет: 15 x 1.5ml / 2.0ml
- Температурен обхват: + 5°C от стайната температура до 100°C



ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ



Накрайници с филтър

- 10 / 200 / 1000 μ L
- прозрачни
- в кутия 96бр.
- в плик 1000бр.
- съвместими с широка гама пипети



PCR 8-ямкови стрипове

- 0.1 / 0.2 mL
- прозрачни / бели
- с единични капачета / с отделен стрип капачета
- съвместими с всички PCR апарати



PCR епруветки

- 0.1 / 0.2 mL
- прозрачни
- съвместими с всички PCR апарати



PCR 96-ямкови плаки

- 0.1 / 0.2 mL
- прозрачни / бели / frosted
- non- / sub- / semi- / fully-skirted
- съвместими с всички PCR апарати



Микроцентрифужни епруветки

- 1.5 / 2.0 mL
- прозрачни
- съвместими с широка гама апарати

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО



IN STAND

RIDACOM е официален партньор на **IN STAND** за България, Гърция и Албания и заедно ще се грижим за качеството на Вашата лаборатория.

Кратка информация за **IN STAND**:

- Извършва междулабораторни сравнителни изпитвания за оценка на качеството като научно-медицинско дружество във всички области на ин витро диагностиката от 1970г.
- Акредитирана от Германската медицинска асоциация (RiliBÄK) съгласно DIN EN ISO/IEC 17043
- Активна в повече от 100 страни
- Предлага повече от 380 програми за външен контрол на качеството
- Предлага повече междулабораторни сравнения на резултатите
- Бърза и лесна работа чрез RV-Online портал

Може да откриете EQA в следните области:

- Клинична химия
- Хематология
- Микробиология
- Вирусна диагностика
- Генетика
- Имунология
- Диагностика на алергии

[за повече информация](#)



1618 София
ул. Коломан 1, ОСК Славия
02/ 955 99 98
info@ridacom.com
www.ridacom.com

